



K-350 CL TIRA MANCHAS

Revisado em: 04/03/2024

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

APLICAÇÃO:

O Mekal K-350 CL é um tira manchas que atua na remoção de manchas de fibras têxteis sensíveis à oxidação. O produto pode ser utilizado em lavanderias hospitalares, hoteleiras, industriais, comerciais e alimentícias.

MODO DE USAR:

Deve ser utilizado de 0,5ml a 10ml do produto concentrado por Kg de roupa seca, conforme a sujidade do tecido.

COMPOSIÇÃO:

Ativo, Estabilizante, Sequestrante e Veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:

Hipoclorito de Sódio.

RECOMENDAÇÕES:

A abertura da tampa deve ser feita com a embalagem na posição vertical, de forma a restringir ou eliminar respingos. Manter o produto em sua embalagem original fechada em lugar fresco, longe da luz solar e do calor. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

PRECAUÇÕES:

Não ingerir. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misturar com produtos à base de Amônia. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERIGO! PROVOCA QUEIMADURA SEVERA À PELE E DANOS AOS OLHOS. PROVOCA LESÕES OCULARES GRAVES.**

EMERGÊNCIAS - EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração.

Contate imediatamente o Centro de Informação Toxicológica - CEATOX: 0800 722 6001.

TRATAMENTO ESPECÍFICO: CONTÉM HIPOCLORITO DE SÓDIO.

LOTE E VALIDADE

Válido por 06 meses a partir da data de fabricação impresso no rótulo. Lote impresso na embalagem.